

Preservativo masculino Harmony XL-FIT

Quantidade: 6 preservativos.

Descrição

Preservativos normais podem ser simplesmente demasiado apertados, pequenos e desconfortáveis. Harmony XL-Fit é mais largo, mais “espaçoso” e foi desenhado especificamente para uma melhor adaptação. Devido ao seu maior tamanho, oferece uma maior comodidade a homens com “necessidades maiores”.

Todos os preservativos HARMONY obedecem aos mais elevados padrões internacionais de qualidade (ISO 4074) , ajudando na prevenção da gravidez e na proteção de doenças sexualmente transmissíveis tal como a SIDA/HIV.

Como utilizar

Verificar a data de validade antes de utilizar. Rasgar o invólucro pelo picotado e manusear o preservativo cuidadosamente, para não o danificar. Colocar o preservativo antes de iniciar qualquer contacto sexual para evitar uma gravidez indesejada e a possibilidade de contrair alguma doença sexualmente transmissível. É necessário certificar-se que o preservativo está enrolado para fora, caso contrário o preservativo está do avesso. Apertar a ponta saliente (o depósito) para que não haja ar por dentro do preservativo. Ainda apertando o depósito, colocar o preservativo na ponta do pénis e com a outra mão, desenrola-se. Se o preservativo se enrolar durante o acto sexual, deve-se voltar a esticá-lo imediatamente. Se sair do sítio, é necessário utilizar um novo. Logo após a ejaculação, e enquanto o pénis se encontra erecto, segura-se no preservativo pela base do pénis para depois o retirar e deitar fora. De modo a garantir a segurança e optimização deste produto, deve conservá-lo em local seco, fresco e fora do alcance da luz do sol. Seguir sempre as instruções do folheto do preservativo.