

## ***Preservativo masculino Durex Real Feel***

**Quantidade:** 10 preservativos.

### **Descrição**

Durex Real Feel são preservativos de nova geração. Feitos através de um material tecnicamente avançado que não contém látex, têm a capacidade de salientar a sensação de pele sobre pele de uma relação sexual natural. Esta "Sensação Real" melhora a vida sexual, maximizando o prazer sentido pelo homem e mulher, através de uma combinação de mais intimidade, mais sensibilidade e maior contacto. São preservativos transparentes, com depósito e concebidos através da tecnologia easy-on. São fáceis de colocar e adaptam-se anatomicamente, tornando a relação sexual cómoda e agradável. O preservativo é o único método contraceptivo que previne o contágio de DST's (Doenças Sexualmente Transmissíveis).

### **Como funciona**

Feitos num material tecnologicamente avançado, sem látex, reproduzem uma sensação natural de pele sobre pele. Está provado clinicamente que este material potencia as sensações e, consequentemente, o prazer e intensidade da relação sexual. Com Durex Real Feel a sensação é tudo. Fabricados através da tecnologia easy-on, são fáceis de colocar e adaptam-se anatomicamente, tornando a relação sexual cómoda e agradável

### **Como utilizar**

Verificar a data de validade antes de utilizar. Rasgar o invólucro pelo picotado e manusear o preservativo cuidadosamente, para não o danificar. Colocar o preservativo antes de iniciar qualquer contacto sexual para evitar uma gravidez indesejada e a possibilidade de contrair alguma doença sexualmente transmissível. É necessário certificar-se que o preservativo está enrolado para fora, caso contrário o preservativo está do avesso. Apertar a ponta saliente (o depósito) para que não haja ar por dentro do preservativo. Ainda apertando o depósito, colocar o preservativo na ponta do pénis e com a outra mão, desenrola-se. Se o preservativo se enrolar durante o acto sexual, deve-se voltar a esticá-lo imediatamente. Se sair do sítio, é necessário utilizar um novo. Logo após a ejaculação, e enquanto o pénis se encontra erecto, segura-se no preservativo pela base do pénis para depois o retirar e deitar fora. De modo a garantir a segurança e optimização deste produto, deve conservá-lo em local seco, fresco e fora do alcance da luz do sol. Seguir sempre as instruções do folheto do preservativo.