

## ***Preservativo masculino Control Nature Easy Way***

**Quantidade:** 10 preservativos.

### **Descrição**

Control Nature Easy Way é o preservativo mais natural, agora com um aplicador único que faz com que seja ainda mais fácil a sua colocação. A sua fita suave assegura que se coloque sempre o preservativo do lado correto e proporciona um desenrolamento muito mais fácil e rápido.

Control Nature Easy Way é um preservativo em látex de borracha natural da máxima qualidade. Liso, de lados paralelos, transparente, lubrificado, com depósito e aplicador. Largura nominal 54mm. Produto de uso único. A segurança de Control está garantida por rigorosos controlos de qualidade, incluindo um controlo eletrónico unitário. Os preservativos Control são eficazes como contraceptivos e protegem de doenças sexualmente transmissíveis.

### **Como utilizar**

Verificar a data de validade antes de utilizar. Rasgar o invólucro pelo picotado e manusear o preservativo cuidadosamente, para não o danificar. Colocar o preservativo antes de iniciar qualquer contacto sexual para evitar uma gravidez indesejada e a possibilidade de contrair alguma doença sexualmente transmissível. É necessário certificar-se que o preservativo está enrolado para fora, caso contrário o preservativo está do avesso. Apertar a ponta saliente (o depósito) para que não haja ar por dentro do preservativo. Ainda apertando o depósito, colocar o preservativo na ponta do pénis e com a outra mão, desenrola-se. Se o preservativo se enrolar durante o acto sexual, deve-se voltar a esticá-lo imediatamente. Se sair do sítio, é necessário utilizar um novo. Logo após a ejaculação, e enquanto o pénis se encontra erecto, segura-se no preservativo pela base do pénis para depois o retirar e deitar fora. De modo a garantir a segurança e optimização deste produto, deve conservá-lo em local seco, fresco e fora do alcance da luz do sol. Seguir sempre as instruções do folheto do preservativo.